

Checklist Buurt AED

Versie 1.6

tech@buurtaedzeewolde.nl

Datum 19-09-2019

info@buurtaedzeewolde.nl

Document eigenaar:
Bart van Gorp

Pagina 1 van 2



BuurtAED Zeewolde

Doel: : Het borgen van de beschikbaarheid en continuïteit van AED's in buitenkasten.

Documenten : Handleidingen van de producent, zie www.procardio.nl

Apparatuur	Model	Serienummer	Leverancier	
AED kast				
AED				
Voeding				
Kindersleutel	989803139311			
AED batterij			Vervaldatum:	/ /
AED pads			Vervaldatum:	/ /
Onderwerp	Richtlijn	Opmerking	Status NVT / OK	Opm.
Montage				
Plaatsing kast	Uit de volle zon, op een vlakke ondergrond en zichtbaar vanaf straatzijde.		┌ ┌	
Plaatsing voeding	Droge plek met voldoende ventilatie, bij voorkeur in de meterkast		┌ ┌	
Bekabeling voeding	Bij voorkeur niet zichtbaar van buitenaf dus direct vanachter de kast door de wand en anders voorzien van kabelgoot en buis.		┌ ┌	
Direct na montage				
Controle op goede sluiting van kast	Open de kast, controleer of het deksel aan de onderzijde goed naar voren is geschoven. Sluit het deksel bijna helemaal en controleer of het parallel loopt met de bovenkant van de kast.	Is dit niet het geval dan is de kast getordeerd doordat de kast te strak tegen een niet vlakke ondergrond is geschroefd.	┌ ┌	
	Controleer of de kast redelijk makkelijk opent (er dient een weerstand te zijn).	Indien nodig kunnen weerhaken van sluitlippen gedeeltelijk worden afgevijld.	┌ ┌	
Stel gebruikerscode in	Dit is de code die een burgerhulpverlener gebruikt om de kast te openen.		┌ ┌	
Stel onderhoudscode in	Neem hiervoor een andere code als de gebruikerscode.		┌ ┌	
Verwijder de spaak	De spaak die tegen het witte verwarmingselement zit geplakt verwijderen en bewaren op een handige plaats in huis. Hiermee kan de kast bij een storing geopend worden.		┌ ┌	
Adres label	Plaats adreslabel in achterzijde AED tas: Breng deze AED na gebruik compleet met accessoires terug naar: <naam> <adres> <postcode woonplaats> <telefoonnr> <emailadres>	Eventueel aangevuld met contactgegevens van de mede-beheerder van AED.	┌ ┌	
Plaatsing AED in kast	Tegen achterzijde en op de bodem zodat de AED het witte verwarmingselement raakt.	De groene LED van de AED moet van buitenaf zichtbaar zijn.	┌ ┌	

Checklist Buurt AED

Versie 1.6

tech@buurtaedzeewolde.nl

Datum 19-09-2019

info@buurtaedzeewolde.nl

Document eigenaar:
Bart van Gorp

Pagina 2 van 2



BuurtAED Zeewolde

Vervolg pagina 1

Onderwerp	Richtlijn	Opmerking	Status NVT / OK	Opm.
Inhoud Fast Response Kit	In de zwarte zak bevindt zich: - Rode zak met beademingsmasker - 1 paar handschoenen - scheermes - handdoek		┌ ┌	
Bevestiging FRK	Aan linker bovenzijde AED		┌ ┌	
Plaatsing FRK	Bovenop de AED		┌ ┌	
Mede AED beheerder	Zorg voor één of meerdere mede-beheerders. Deze kan u bij afwezigheid vervangen.	Bijvoorbeeld bureu.	┌ ┌	
	Geef aan wie uw vervanger is bij afwezigheid.	Plaats geplastificeerd kaartje met hun contactgegevens bijvoorbeeld op een van de zijanten van de AED-kast	┌ ┌	
Administratie	Maak een map met de handleidingen, overzicht van alle serienummers, foto's van de montage en deze checklist.		┌ ┌	
Mijn HartSlagNu				
AED registratie bij MijnHartSlagNu	Login via internet met je bestaande HartSlagNu account en voeg hier je AED toe.	https://mijnhartslagnu.nl Zorg dat je zowel je eigen gegevens als je AED in het zelfde account zitten. Eventueel telefonisch regelen met HartSlagNu.	┌ ┌	
	In geval van de Aivia 210 kast met PINcode: Pincode gevolgd door V, v.b. 1234V	Een burgerhulpverlener kent deze kast wellicht niet zoals u die kent en krijgt hem niet open met alleen uw PINcode.	┌ ┌	
Testen van de App op de telefoon.	Controleer of je app goed werkt, óók als 's nachts 'Niet Storen' actief is.	Mijn HartSlagNu > App > Gekoppeld apparaat > Test push notification	┌ ┌	
Één keer per week				
AED status	Controleer of de groene LED van de AED knippert		┌ ┌	
Na een inzet van de AED				
AED Elektroden	Vervang deze m.b.v. Procardio	www.procardio.nl 24/7 Tel.:035 3333515	┌ ┌	
	Declareer Procardio factuur		┌ ┌	
Controle AED + acc.	Controleer op goede werking en compleetheid	AED, Kindersleutel en inhoud Fast Response Kit (zie boven)	┌ ┌	
AED buitenkast	Verander gebruikerscode (PINcode)		┌ ┌	
Mijn HartSlagNu	Wijzig ook hier de PINcode		┌ ┌	
	Wijzig de 'Elektroden houdbaar tot' datum		┌ ┌	
Uitgevoerd door:	Datum:			